

あ!



免許の期限切れてる...

を解決!

よくある 免許証管理に関する ヒヤリハット

更新忘れや期限切れで乗務させていたことがある
うっかり見逃していた。
人数が多いと管理が大変だ

免許証の所持確認は「声かけ」「提示」だけですませている
きちんと確認できていないこともあるけど免許は持っているはず

入社後、免許証の資格の虚偽が発覚した
免許証の虚偽に気づかなかった
見た目だけでは判断がつかない

気づいたら営業所によって管理方法がバラバラになっている
A営業所は手書き、B営業所はパソコン。まとめるのが面倒だな



IC運転免許証リーダー

必ず確認しなくてはならない免許証の【携帯】と【有効期限】
IC免許証リーダーと連動するALC-PROIIを使用することで
アルコールチェックの記録といっしょに免許証の携帯と有効
期限日数を確認・記録保存することができます。
また、免許証の残日数が少なくなった時に自動的に警告も
出ますので有効期限切れが防げます。

IC免許証リーダーを

導入することで解決!!

運輸企業様向け特徴 その1

うっかり失効を防止

有効期限は常に画面に表示され意識させることができます。



運輸企業様向け特徴 その2

免許証不携帯を防止

免許証を財布、バスケースから取り出すことで不携帯を防ぎます。



運輸企業様向け特徴 その3

ICチップを読み取り

各種情報の読み取りができます。



運輸企業様向け特徴 その4

検査結果はアルコール測定検査と一緒に保存

他の営業所の検査結果もアプリ(オプション)にて一括管理ができます。

検査項目	検査結果	検査日時	検査場所	検査者	検査機
アルコール	0.00%	2013/01/01	東京営業所	山田太郎	ALC-PROII
アルコール	0.02%	2013/01/02	東京営業所	山田太郎	ALC-PROII
アルコール	0.01%	2013/01/03	東京営業所	山田太郎	ALC-PROII
アルコール	0.00%	2013/01/04	東京営業所	山田太郎	ALC-PROII
アルコール	0.00%	2013/01/05	東京営業所	山田太郎	ALC-PROII

免許証をおいてボタンひとつで測定開始
PCの操作不要!

中型、大型などの免許証種別も登録可能
資格外車両の無免許運転防止

【製品に関するお問い合わせ】

TD 東海電子株式会社 東京事業所 <http://www.tokai-denshi.co.jp>

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13 オリニック第3ビル 203号室

TEL: 042-526-0905 Fax: 042-526-0906

アルコールチェックの業務標準化!