

HC-PRO

Stress Checker for Professional

目には見えないストレス・緊張度を可視化。



 GOOD DESIGN
AWARD 2019



IC免許証で本人確認



親指をセンサーに触れて
心拍数などを読み取る




手のサイズに関わらず
安定した測定が可能

毎日の健康状態を
クラウドで管理

-  ストレス
-  緊張度
-  HRV
-  心拍
-  HC-PRO判定

※1カ月の変動データ



主な仕様

- 形状寸法・重量(本体) 奥行き外観寸法：266.5mm×248.6mm×120mm(幅×奥行き×高さ) 液晶モニター：4.3inch
本体重量：約1300g(ロール紙除く)
250mm×幅265mm ×高さ120mm 重量 1500g
- 電源スイッチ あり
- 電源 ACアダプタ入力AC100～240V、DC12V 5A
- 消費電力 60W(ACアダプタ最大電力)
- 使用環境 +10℃～+40℃(90%RH以下結露なき事)
- 保存環境 -10℃～+50℃(90%RH以下結露なき事)
- バイタルデータ測定方法 ECGセンシング方式
- 印字機能 感熱紙へ印字(指定ロール紙)
- 表示方式 測定器動作状態と測定結果を画面に表示
- 測定結果(表示) 心拍、ストレス値、緊張度、心拍変動、心臓年齢 但し、クイック測定モードでは心臓年齢の結果は非表示
- 測定結果(印字) 測定結果、信頼感度、使用回数、免許証更新日までの残日数を印字
- 計測時間 心拍30拍
- 測定結果表示時間 約10秒
- 使用電池(内蔵) CR2032×1
- 電池寿命 約5年(使用環境により変化)
- 用紙のカット方式 オートカッター(パーシャル等、カットモード選択可能)
- 測定時のロール紙の使用量 ロング設定 / ショート設定
- ロール紙サイズ 用紙幅58mm ロール径最大50mm
- 使用可能なロール紙 サーマル用紙(シールタイプロール紙非対応)
- 印字及び液晶表示言語

本体価格 〈HC-PRO本体〉 **179,800円** ロール紙…2,800円 送料…1,000円

維持費 〈保守費用〉 12,000円/年
 オプション 〈Karte-PRO〉 9,600円/年
 〈HC-WEB*1〉 12,000円/年

※1 HC-WEBを利用するためにはKarte-PROのお申し込みが必要となります(9,600円/年)
 ※記載の価格は全て消費税別です。

Design : Atsushi Onuma



●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2019年10月現在のものです。仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

TD 東海電子株式会社

www.tokai-denshi.co.jp

[本社] 〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988
 [営業所] 札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】

E-mail : info@tokai-denshi.co.jp
TEL : 0120-609-100

月～金曜日 午前9時～午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

