

HC-PRO

Stress Checker for Professional

目には見えないストレス・緊張度を可視化。



 **GOOD DESIGN
AWARD 2019**



IC免許証で本人確認



親指をセンサーに触れて
心拍数を計測




手のサイズに関わらず
安定した測定が可能

毎日の健康状態を
クラウドで管理

-  ストレス
-  緊張度
-  HRV
-  心拍
-  HC-PRO判定

※1カ月の変動データ



 **TOKAI-DENSHI INC.**

HC-PRO

Stress Checker for Professional

主な仕様

● 形状寸法・重量 (本体)	奥行き外観寸法：266.5mm×248.6mm×120mm (幅×奥行き×高さ) 液晶モニタ：4.3inch 本体重量：約1,300g (ロール紙除く) 250mm×幅265mm ×高さ120mm 重量 1500g
● 電源スイッチ	あり
● 電源	ACアダプタ入力 AC100～240V、DC12V 5A
● 消費電力	60W (ACアダプタ最大電力)
● 使用環境	+10℃～+40℃ (90%RH以下結露なき事)
● 保存環境	－10℃～+50℃ (90%RH以下結露なき事)
● バイタルデータ測定方法	ECGセンシング方式
● 印字機能	感熱紙へ印字 (指定ロール紙)
● 表示方式	測定器動作状態と測定結果を画面に表示
● 測定結果 (表示)	心拍、ストレス値、緊張度、心拍変動、心臓年齢 但し、クイック測定モードでは心臓年齢の結果は非表示
● 測定結果 (印字)	測定結果、信頼感度、使用回数、免許証更新日までの残日数を印字
● 計測時間	心拍30拍
● 測定結果表示時間	約10秒
● 使用電池 (内蔵)	CR2032×1
● 電池寿命	約5年 (使用環境により変化)
● 用紙のカット方式	オートカッター (パーシャル等、カットモード選択可能)
● 測定時のロール紙の使用量	ロング設定 / ショート設定
● ロール紙サイズ	用紙幅58mm ロール径最大50mm
● 使用可能なロール紙	サーマル用紙 (シールタイプロール紙非対応)

本体価格 〈HC-PRO本体〉 **107,800円** (税込・送料込) ロール紙 … **3,850円**

維持費 〈保守費用〉 13,200円／年
オプション 〈Karte-PRO〉 10,560円／年
〈HC-WEB※1〉 13,200円／年

※1 HC-WEBを利用するためにはKarte-PROのお申し込みが必要となります (10,560円/年)
※記載の価格は全て消費税込です。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は 2025年1月現在のもので、仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



Design : Atsushi Onuma

TD 東海電子株式会社
www.tokai-denshi.co.jp

[本 社] 〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988
[営業所] 札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】

E-mail : info@tokai-denshi.co.jp

TEL : 一般事業者、その他のお客様 **03-4233-2005**
運輸事業者のお客様 **03-4233-2006**
(鉄道、航空、海運業界の方もこちら)

月～金曜日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日・年末年始を除く)