

2025年2月5日

運輸安全 PRO ご使用中のお客様各位

東海電子株式会社

自動点呼「e点呼セルフ」をご利用の皆さまへ

謹啓

平素は、弊社「運輸安全 PRO」システムのご利用を賜りまして、誠にありがとうございます。

2025年1月17日にリリースした「『e点呼セルフ Type ロボケビー』が業務前自動点呼の機器要件に対応いたしました」件について、対応アプリの配信を開始しました。

自動点呼「e点呼セルフ」をより快適にご利用いただくため、e点呼セルフアプリのアップデートを下記手順よりご実施ください。

敬白

記

- 配信日時：2025年2月5日 14時
- 所要時間：5分程度
- 実施方法：[こちら](#)からアップデート手順をご参照ください。

■ 変更点：

- 業務前自動点呼機能
- 免許証リーダー接続状態表示機能
- その他機能改善および修正

【機能改善】

- ・ 日をまたいだ自動点呼の実施を許可する ON/OFF 機能
- ・ 実施する点呼の手動選択 ON/OFF 機能（計画が複数ある場合）
- ・ 待機画面の点呼予定者項目に車番を表示
- ・ 車番入力時のキーボードを数値タイプに変更

【修正】

- ・ 点呼質問事項の表示不具合
- ・ 有効性確認時の測定不具合

○ 操作方法やご不明な点ございましたら、弊社問合せ窓口までご連絡をお願い申し上げます。

以上

東海電子株式会社 コンタクトセンター

TEL：0120-609-100

（受付時間 平日 9:00～17:30）