



おでこに近づけ
0.2秒で計測!

額に本体を近づけて、測定ボタンを押すとわずか0.2秒でピピッと測定が完了します。



MADE IN JAPAN
国内製造

HIGH PERFORMANCE
小型高性能

東海電子 非接触体温計

TD-100

with Bluetooth communication function



TD 東海電子株式会社

医療機器認証番号: 304AGBZX00099A01

簡単、スピーディで衛生的、安心・安全サポート 非接触型は、体温測定の新しい流れです。

安心と信頼の
国内製造
MADE IN JAPAN



非接触型で衛生的

本赤外線体温計は、体表面から放射されている赤外線を捉える非接触型の測定を行うため衛生的です。



大型液晶ディスプレイ

測定結果のほか、環境温度適正マーク、電池残量などが表示されます。バックライト機能により、暗所でも視認性を確保できます。



簡単スピード測定

測定方法は、僅か数秒間額にセンサーを向けるだけ。素早く簡単に測定を行うことができます。



使いやすい電池駆動

本赤外線体温計は、使いやすいアルカリ単3電池で稼働します。アルカリ単3電池1本でおおよそ1,000回以上の測定が可能です。



軽量でコンパクト

本器は、手の平に収まるサイズで、本体重量も85gと軽量！どこにでも手軽に持ち歩くことができます。



安心と信頼の国内生産

本赤外線体温計は、すべて国内の信頼性の高い生産工場で作られています。万が一の故障の際にも万全の修理体制で安心です。

製品仕様

一般的名称	皮膚赤外線体温計
製品名	東海電子 非接触体温計
型名	TD-100
測定部位	額
測定距離	1～3cm
単位	℃
測定範囲	32.5～42.5℃
表示分解能	0.1℃
測定精度	±0.3℃(32.5～35.4℃) ±0.2℃(35.5～42.0℃) ±0.3℃(42.1～42.5℃)
使用電源	単3アルカリ乾電池 1本
定格電圧・消費電力	DC1.5V 0.045W (Bluetooth® 使用時)

電池寿命	1,000回以上 (Bluetooth® 使用時・1回の使用 30秒間)
使用温湿度気圧	+15～40℃ 85RH以下 (結露なきこと) 807～1050hPa (+10～15℃の場合は参考値として使用可能)
本体最高温度	41.4℃
保存温湿度気圧	-20～60℃ 95RH以下 (結露なきこと) 807～1050hPa
外形寸法	(幅) 50×(高さ) 108×(奥行) 31mm
重量	約85g(電池を含む)
通信方式	IEEE802.15.1 (Bluetooth® 通信機能)
工事設計認証番号	005-100587 (Bluetooth® 通信機能)
電撃保護	内部電源機器 B型装着部
クラス分類	クラスII (管理医療機器) MD
医療機器認証番号	304AGBZX00099A01

※本製品の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2025年9月現在のもので、仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

販売業者



東海電子株式会社

www.tokai-denshi.co.jp

〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15

■ 製品お問い合わせ総合受付窓口

0120-609-100

月～金 AM9:00～17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

製造販売業者

フィンガルリンク株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-6
東京日産台東ビル5F

販売店